

LOGIQ™ e Vet

Simple, plus rapide et encore plus précis.



Sound LOGIQ™ e

L'imagerie portative poussée au niveau supérieur

Le nouveau LOGIQ e insuffle un vent nouveau à notre système d'échographie portable à la fois polyvalent et robuste.

Du matériel de pointe

- Nouvelle interface utilisateur intuitive avec moins de commandes
- Poignée de transport intégrée
- Écran d'affichage haute résolution plus grand
- TGC électronique
- 725 g plus léger que les modèles de la génération précédente
- Jusqu'à 90 minutes d'autonomie
- Ventilateurs de refroidissement silencieux

Des logiciels encore plus rapides

- Préréglages vétérinaires Plug and Play pour une imagerie haut de gamme prête à l'emploi
- Logiciel de guidage d'aiguille
- Outil de suivi des patients avec Fusion pour les études en série
- FE automatique pour des mesures rapides de la fraction d'éjection
- Élastographie de contrainte

Des sondes de toute dernière technologie

Le nouveau transducteur L4-20t-RS XDclear a été intégré au LOGIQ e. Celui-ci marque une avancée majeure en matière de qualité d'image et de confort d'utilisation, avec une manipulation à distance par le biais de commandes configurables. Une plus grande polyvalence et une performance accrue pour un environnement clinique en constante évolution.



Caractéristiques

- Prise en charge des transducteurs XDclear
- Écrans d'identification des patients animaux
- Préréglages vétérinaires optimisés
- Doppler à onde continue
- Logiciel de protocole Scan Assistant personnalisable
- Outil de suivi des patients pour les études en série
- LOGIQ VIEW
- Logiciel de guidage d'aiguille
- Logiciel de vérification des sondes




ML6-15-RS

Gamme de fréquences de 5 à 15 MHz




12S-RS

Gamme de fréquences de 4,1 à 12 MHz




Élastographie

Fournit une estimation de la déformation des tissus afin d'identifier plus rapidement une pathologie.



- Guidage B et guidage de l'aiguille


Renforce la capacité à visualiser à la fois la cible et l'aiguille grâce à des réglages indépendants de gain de l'aiguille et du mode B.



Suivi/Fusion

Optimise le traitement grâce à des études en série. Aligne l'anatomie des études précédentes au cours de l'imagerie du patient tout en synchronisant l'ensemble des paramètres d'imagerie.

Exclusivité GE



PDI haute résolution

Permet d'établir un diagnostic et de suivre le traitement d'une inflammation grâce à la détection et à la quantification de la microvascularisation et du flux sanguin.

Exclusivité GE

Simple

Votre travail peut être compliqué, nous avons donc simplifié LOGIQ e. Le logiciel spécialisé et les transducteurs de LOGIQ e vous aident à suivre les progrès du traitement et à simplifier les interventions. La nouvelle conception est à la fois ergonomique et fonctionnelle afin de faciliter la connectivité et le fonctionnement.

Plus rapide

Nous avons rendu la numérisation plus rapide, vous permettant ainsi de consacrer plus de temps à vos patients. Familiarisez-vous rapidement avec tout ce dont vous avez besoin, directement sur le clavier. Scan Assistant permet d'effectuer rapidement les tâches fastidieuses afin que vous puissiez prodiguer les meilleurs soins. FE automatique pour obtenir des résultats de fraction d'éjection précis et instantanés.

Toujours plus précis

La qualité de l'image est importante. Nous avons donc rendu LOGIQ e encore plus précis. L'amélioration constante de la qualité de l'image permet une plus grande précision des traitements de diagnostic, de guidage et de surveillance. C'est pourquoi LOGIQ e intègre une technologie d'imagerie avancée pour offrir une vue d'ensemble complète.

8C-RS



12L-RS



L4-20t-RS



6S-RS



10-22-RS



4C-RS



C1-5-RS



3Sc-RS



L8-18i-RS



LK760-RS



Nous nous engageons à fournir la technologie d'imagerie, le service à la clientèle, l'assistance technique et la formation continue les plus fiables dans le domaine de la médecine vétérinaire, sous l'égide d'Antech.

1-800-268-5354 • soundvet.com

